

EBULLIOMÈTRE

μEBU

ALLA FRANCE

LE PLUS
ÉCONOMIQUE

Pour déterminer le degré
d'alcool dans le vin,
le champagne, la bière,
le cidre, le vinaigre
et toute solution d'alcool ...

PETIT modèle

INSTALLATION et
mise en service RAPIDE

GARANTI
2 ANS



Tableau différence de temp

DT	% Vol.
6,35	8,00
6,40	8,10
6,45	8,15
6,50	8,25
6,55	8,30
6,60	8,40
6,65	8,50
6,70	8,55
6,75	8,65
7,00	8,70
7,25	8,75
7,50	8,80
7,75	8,85
8,00	8,90
8,25	8,95
8,50	9,00
8,75	9,05
9,00	9,10
9,25	9,15
9,50	9,20
9,75	9,25
10,00	9,30
10,25	9,35
10,50	9,40
10,75	9,45
11,00	9,50
11,25	9,55
11,50	9,60
11,75	9,65
12,00	9,70
12,25	9,75
12,50	9,80
12,75	9,85
13,00	9,90

Mini Ébulliomètre Électrique

99002-ca (220V) / # 99003-ca (110V)

Échelle de mesure : 9-15 % Vol.

Précision : ± 0.3 % Vol.

Temps d'ébullition : 5-7min

Consommation : 125W

Dimensions : 360x175x195 mm (avec thermomètre)

Poids : 1.8 Kg

Fourni avec

- Thermomètre digital - résolution : 0.1°C
- Table de calcul du % Vol
- Câble électrique
- Tube de silicone
- Mode d'emploi



En option



Facile, rapide, peu encombrant,
précise (div. 0,01% Vol.),
impression et traçabilité
des tests ...

PROGRAMME DE CALCUL ÉLECTRONIQUE du % Vol.

99100-07

Clé USB avec programme en 3 langues.

Pour tout type d'ébulliomètre.

Auto exécutable.

Ne nécessite aucune installation !

Élimine le risque d'erreur d'interprétation du à l'utilisation du disque ébulliométrique.